



Plusieurs bords tranchants grâce à la lame rotative

Manipulation ergonomique

Râpe à os

Pour le prélèvement sûr et efficace d'os autologue

La râpe à os permet de prélever efficacement et en toute sécurité des copeaux d'os cortical pour les procédures régénératrices en chirurgie orale.

Grâce à sa lame tranchante ronde, la râpe à os peut être appliquée sur des surfaces de formes variées (plates, concaves ou convexes).

Caractéristiques du produit

- La possibilité de faire pivoter la lame à 360 degrés permet de disposer de quatre bords tranchants pour maximiser le prélèvement d'os
- Manche ergonomique pour une prise en main confortable et une bonne maîtrise pendant l'utilisation
- Prélèvement d'os rapide et facile pour un plus grand confort du patient



Taille réelle

Utilisation



Appuyez fermement la partie avant du dispositif contre la surface osseuse puis tirez vers l'arrière.



Poussez délicatement la chambre transparente vers l'avant avec le doigt et faites-la coulisser pour recueillir avec un instrument les copeaux d'os prélevés.



Si la lame s'é moussé, utilisez un tournevis hex de 1.2 mm pour la faire pivoter de 90 degrés et obtenir un nouveau bord tranchant.

Informations pour les commandes

N° d'article	Article	Contenu de la boîte
BSF-5P	Râpe à os, stérile, usage unique	5 unités

Nos services et livraisons sont assurés exclusivement sur la base de nos conditions générales de vente.



Distributeur

BioHorizons Camlog France | 53 Boulevard du Colonel Fabien | 94200 Ivry-sur-Seine | France
commandes@camlog.com | www.biohorizonscamlog.fr

Service client

Téléphone : 00 800 02 80 00 00

Headquarters

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Bâle | Suisse
Téléphone +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.bhclgroup.com

Fabricant légal de la râpe à os :
OSUNG MND CO., LTD. | 57, Hwanggeum-ro 109 beon-gil | Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do 10048 | Corée