



CONELOG®
Système ODSecure® –
S'attacher, c'est facile

Système CONELOG ODSecure


Pour une fixation fiable des prothèses dentaires sur les implants

Le pilier CONELOG ODSecure utilise la connexion la plus basse du marché pour fixer les prothèses complètes ou partielles sur implants dentaires. Avec des hauteurs de gencive allant de 1.0 à 6.0 mm, le pilier CONELOG ODSecure offre des solutions de fixation adaptées même aux cas les plus complexes.

Conçu pour une manipulation simple, il se visse à l'aide d'un tournevis hexagonal de 1.25 mm et bénéficie d'un code couleur garantissant à chaque fois la correspondance parfaite avec la plateforme implantaire.

Conception à profil bas

Hauteur totale de 2.0 mm avec l'insert et le boîtier



Tournevis hexagonal

Livré et serré à l'aide d'un tournevis hexagonal





Revêtement résistant à l'usure


Revêtement en nitrure de titane pour une durabilité et une résistance accrues

Code couleur


Un code couleur pour faciliter l'identification de la taille appropriée de la plate-forme



Le **boîtier** corrige jusqu'à 15° de divergence.




Le **boîtier Xtend** corrige jusqu'à 25° de divergence.



Détail des produits





Piliers ODSecure

Nouveau

	Article	N° d'article	Ø	HG
	Piliers CONELOG® ODSecure® Matériau Alliage de titane	C2273.3310	3.3 mm	1.0 mm
		C2273.3320		2.0 mm
		C2273.3330		3.0 mm
		C2273.3340		4.0 mm
		C2273.3350		5.0 mm
		C2273.3360		6.0 mm
		C2273.3810	3.8 mm	1.0 mm
		C2273.3820		2.0 mm
		C2273.3830		3.0 mm
		C2273.3840		4.0 mm
		C2273.3850		5.0 mm
		C2273.3860		6.0 mm
		C2273.4310	4.3 mm	1.0 mm
		C2273.4320		2.0 mm
		C2273.4330		3.0 mm
		C2273.4340		4.0 mm
		C2273.4350		5.0 mm
		C2273.4360		6.0 mm
		C2273.5010	5.0 mm	1.0 mm
		C2273.5020		2.0 mm
		C2273.5030		3.0 mm
		C2273.5040		4.0 mm
		C2273.5050		5.0 mm
		C2273.5060		6.0 mm

Détail des produits

Accessoires

	Article	Quantité	Couleur	N° d'article
	Assortiment ODSecure® Matériau Alliage de titane/nylon/silicone	2	-	ODS-CAK
	Bague de protection ODSecure® Matériau Silicone	4	Transparent	ODS-BS
	Analogue ODSecure® Matériau Alliage de titane	2	-	ODSA
	Instrument ODSecure® pour changer les inserts Matériau Acier inoxydable/nylon	1	-	ODSCT

Le **kit d'assortiment ODSecure** contient une variété de composants différents tels qu'un boîtier de rétention avec quatre inserts de rétention, un insert de travail et une bague de protection.



Accessoires

	Article	Quantité	Couleur	Rétention	Divergence	N° d'article
	Attache ODSecure® pour pilier Multi-unit Ø 4.8 mm Matériau Alliage de titane	1	-	-	-	J2273.4801
	Boîtier de rétention Xtend ODSecure® avec insert de travail Matériau Alliage de titane/nylon	2	jaune anodisé	-	0°-50°	ODS-XH
	Boîtier de rétention ODSecure® avec insert de travail Matériau Alliage de titane/nylon	2	rose anodisé	-	0°-30°	ODS-HCPM
	Inserts de rétention ODSecure® Matériau Nylon	4	Violet	DUR environ 6 lbs / 2.7 kg	-	ODSRC-V
		4	Transparent	MOYEN environ 4 lbs / 1.8 kg	-	ODSRC-C
		4	Rose	TENDRE environ 2.5 lbs / 1.2 kg	-	ODSRC-P
		4	Jaune	EXTRA TENDRE environ 1.5 lbs / 0.6 kg	-	ODSRC-Y
	Insert de travail ODSecure® Matériau Nylon	4	Noir	-	-	ODS-PM
	Capuchon d'empreinte ODSecure® Matériau Acier inoxydable/nylon	2	-	-	-	ODSIC
	Partie mâle calcinable ODSecure® Calcinable Matériau Polystyrène	2	-	-	-	ODSCM

Distributeur

BioHorizons Camlog - Groupe Henry Schein | 53 Boulevard du Colonel Fabien | 94200 Ivry-sur-Seine | France
implantologie@henryschein.fr | www.biohorizonscamlog.fr

Service client

Téléphone +33 2 47 68 95 00 | implantologie.henryschein.fr

Siège

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Bâle | Suisse
Telephone +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.bhclgroup.com

Sauf indication contraire, tous les noms de produits, qu'ils soient imprimés en lettres majuscules ou portant le symbole de la marque de commerce, sont des marques de commerce de BioHorizons Inc. ou de CAMLOG Biotechnologies GmbH, de ses filiales, de ses sociétés affiliées ou de ses concédants de licence.

Fabricant des produits ODSecure®:*

BioHorizons | 2300 Riverchase Center | Birmingham, AL 35244 | USA

ALTATEC GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Allemagne

* Ce document fait référence à des produits de différents fabricants agréés.

Veuillez vous référer à l'étiquette du produit respectif pour l'identification du fabricant.